

BIOPTRON[®] 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepher Group

ВІДНОВЛЮЄ БІОЛОГІЧНУ
СТРУКТУРУ ШКІРИ

ЗАПАТЕНТОВАНА
ТЕХНОЛОГІЯ
HYPERLIGHT

-8

РОКІВ
ЗА 4 ТИЖНІ




КЛІТИННА АРХІТЕКТУРА


Старіння шкіри відбувається через те, що «будівельні блоки» (колаген та еластин) руйнуються швидше, ніж організм здатний їх відновлювати. Цьому сприяють:

- **Час:** клітини природним чином уповільнюють і припиняють регенерацію (клітинне старіння).

- **Навколишнє середовище:** сонячне світло (УФ-випромінювання) та забруднення навколишнього середовища створюють «вільні радикали», які активно руйнують структуру шкіри (окислювальний стрес).

Система терапії гіперсвітлом Біоптрон сприяє активації клітинної активності та підтримує природні функції шкіри, забезпечуючи її оновлення, відновлення та зміцнення структури.





БІОПТРОН ZC60-X® — інноваційний нанофотонний фільтр, що створює біорезонансне гіперсвітло для ефективної активації здорових клітинних механізмів.

Ця глибока взаємодія з тканинами стимулює фібробласти та сприяє збільшенню вироблення колагену й еластину.

Шкіра набуває більш рівної та пружної структури. Дрібні зморшки значно зменшуються. Пігментні плями поступово зникають. Це не тимчасовий ефект, а природне, здорове сяйво, що випромінюється з глибини шкіри.

BIOPTRON HYPERLIGHT REACTIVATES CELLULAR FUNCTION AND REINFORCES DERMAL STRUCTURE.

ГІПЕРСВІТЛО БІОПТРОНА АКТИВІЗУЄ КЛІТИННІ ФУНКЦІЇ ТА ЗМІЦНЮЄ СТРУКТУРУ ДЕРМИ.

НАУКА ПРО ПОВЕРНЕННЯ МОЛОДОСТІ

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОВЕДЕНЕ ІНСТИТУТОМ ШКІРНИХ ТЕСТІВ У ШВЕЙЦАРІЇ.



61 учасник (37 - 75 років)




8 тижнів (щоденне використання)










10 хв/день (BIOPTRON Hyperlight + Hyperlight Fluid Fusion)


B

Еволюція SY_m з віком



| | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
|  | Помітне зменшення зморшок: | -4.7% |
|  | Зменшення дрібних зморшок | -12.4% |
|  | Вирівнювання тону шкіри | +14.5% |
|  | Посилене сяйво шкіри | +3.6% |
|  | Збільшення щільності дерми | +9.4% |
|  | Відновлення еластичності шкіри | +17.6% at 8 weeks |
|  | Глибоке та тривале зволоження | +31.5% at 8 weeks |

A Динаміка змін шкіри, пов'язаних із віком та способом життя, порівняно з базовими показниками



*Результати оцінювалися з використанням найсучасніших методів 3D-візуалізації та біофізичного аналізу, зокрема Antera 3D, Corneometer, EvaFace®, Cutometer® та ультразвукового дослідження.

БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО ЗВОЛОЖЕННЯ: МОЛЕКУЛЯРНА РЕГАРМОНІЗАЦІЯ



ІННОВАЦІЯ ЗНFWC

ЗАПАТЕНТОВАНА ГІПЕРГАРМОНІЗОВАНА ГІДРОГЕНІЗОВАНА
ГІДРОКСИЛОВАНА ВОДА З ФУЛЛЕРЕНОМ



Забезпечує антимікробний захист, зберігаючи природний баланс шкіри.



Посилює природну здатність шкіри до самозахисту, надаючи їй сили краще протистояти щоденним агресорам.



Нейтралізує вільні радикали, викликані УФ-випромінюванням, синім світлом та електромагнітними полями.





Забезпечує природний захист від мікробів, знімаючи свербіння та подразнення.

БІЛЬШЕ, НІЖ ЗВОЛОЖЕННЯ: МОЛЕКУЛЯРНА РЕГАРМОНІЗАЦІЯ

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВАШ ЩОДЕННИЙ РИТУАЛ ОНОВЛЕННЯ

1. Очистіть шкіру
2. ВІОПТРОН Hyperlight: 10 хвилин на відстані 10 см від шкіри
3. Нанесіть Hyperlight Fluid Fusion
4. Завершіть процедуру, використовуючи свої звичні засоби для догляду за шкірою



НАСЛІДДЯ СВІТЛА: 30 РОКІВ ІННОВАЦІЙ


ВІОПТРОН® Є СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ У ГАЛУЗІ ФОТОБІОМОДУЛЯЦІЇ.
ЦЕ КЛІНІЧНО ВИПРОБУВАНИЙ ТА СЕРТИФІКОВАНИЙ
МЕДИЧНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ЛІКУВАННЯ:

- **Дерматологічні захворювання:** акне, псоріаз та atopічний дерматит.
- **Лікування болю:** біль у фізіотерапії, ревматології та спортивній медицині.
- **Загоєння ран:** опіки, венозні виразки та післяопераційні рубці.
- **Сезонний афективний розлад (САР):** поліпшення самопочуття та рівня енергії.

Механізм дії: Квантовий перезапуск

В основі нашої інновації лежить запатентований нанофотонний фільтр ZC60-X®, який перетворює світло на біорезонансний комплекс гіперсвітла. У міру проникнення цих структурованих фотонів у тканини, вони взаємодіють з молекулярними компонентами шкіри, викликаючи клітинну реакцію, яка відновлює біоструктуру до їхнього нормального стану, що призводить до реконструкції та зміцнення структурної цілісності шкіри.





ВІД УШКОДЖЕННЯ ДО БІОЛОГІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ

СИНЕРГІЯ З ЕСТЕТИЧНИМИ ПРОЦЕДУРАМИ

ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРСВІТЛА БІОПТРОНА ВАШІ ЕСТЕТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ДАВАТИМУТЬ КРАЩІ ТА БІЛЬШ ТРИВАЛІ РЕЗУЛЬТАТИ. ЦЯ ТЕХНОЛОГІЯ ДОПОМАГАЄ ШКІРІ ПОДОЛАТИ СТРЕС ПІСЛЯ ПРОЦЕДУРИ ТА ПЕРЕЙТИ ДО ПРИРОДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ БІЛЬШ СТАБІЛЬНИЙ І ТРИВАЛИЙ ЕФЕКТ.

Ін'єкційні препарати та філери



Лазерні та хімічні пілінги



Підготовка шкіри: Покращує базовий стан шкіри, підвищує чутливість тканин та оптимізує готовність до естетичних процедури

Покращення відновлення: сприяє загоєнню після процедури, скорочуючи час відновлення, прискорюючи регенерацію тканин, прискорюючи зникнення запалення та мінімізуючи утворення вторинних рубців.

Збереження результатів: Забезпечує тривалість досягнутих ефектів, зміцнюючи шкіру та підтримуючи її клітинну активність.

Клінічне застосування: Прискорює приживлення тканин та зменшує післяопераційні гематоми.



Інвазивна хірургія



Мікронідлінг




BIOPTRON AG

Sihleggstrasse 23, CH-8832 Wollerau, Switzerland

Phone: +41 43 888 28 00

Email: light@bioptron.com

www.bioptron.com



For further
information
scan the
QR code



Zepter
Store

 **zepter®**